



| O nama |



Specijalizovani za proizvode od placente (Farmaceutski proizvodi, suplementi, kozmetika) i medicinska sredstva

Kompanija Japan Bio Products Co., Ltd. osnovana je 1954. godine kao specijalizovano preduzeće za proizvode od placente.

JBP je razvio medicinska sredstva uz najsavremeniju japansku tehnologiju; izuzetno tanku iglu/kanilu, PDO niti za lifting i HA filere. Koristeći preciznu japansku tehnologiju sečenja/poliranja metala, JBP je uspešno povećao prečnik igle omogućavajući lekarima da koriste igle tanjih dimenzija za injekcije u toku kozmetičkih tretmana. JBP ne samo da proizvodi igle/kanile, već su takođe uspešno razvili seriju naprednih PDO proizvoda „JBPV Line” i HA filere “JBP NanoLink Fille HA”. JBP će nastaviti da istražuje područja u kojima tehnologija medicinskih proizvoda može nastaviti da poboljšava kvalitet života naših pacijenata.

JBP Nanoigla Premier SUTW (Super Ultra-tanki zid)

Nanoneedle *Premier* SUTW (Super Ultra-tanki zid)

Stalnim naporima, JBP je razvio SUTW nanoiglu sa širim unutrašnjim prečnikom od tradicionalnih UTW. Ova vrhunska igla omogućava pacijentima da imaju mnogo prijetniji ugođaj u toku zahvata. Širi unutrašnji prečnik omogućava mnogo više tretmana sa istom iglom. Sa JBP Nanoiglom - SUTW, osetite manje sile ekstruzije kada se proizvodi ubrizgavaju, pružajući pacijentima ugodnije iskustvo.




ISO13485 CE 0068




Mera	Dužina (mm)					Spoljašnji prečnik	Obična igla	JBP Nanoigla UTW	JBP Nanoigla SUTW
	4	6	8	10	13		Unutrašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Unutrašnji prečnik
34G	●	●	●			0.20 mm	-	0.10 mm	0.14 mm
336				●	●	0.26 mm	0.10 mm	0.16 mm	0.20 mm
306				●	●	0.30 mm	0.15 mm	0.20 mm	0.24 mm
27G		●				0.40 mm	0.20 mm	0.30 mm	0.34 mm


| Uporedne fotografije JBP Nanoigle 33G |



[Obična igla]



[JBP Nanoigla UTW]



[JBP Nanoigla SUTW]

JBP Nanoigla UTW (Ultra-tanki zid)



ISO 13485




Nanoneedle

UTW (Ultra tanki zid)

Manji pritisak, bolje ubrizgavanje za visoke viskoznosti.
Minimiziranje krvarenja, bubrenja, bola i neugodnosti
tokom ubrizgavanja iglom. Visokokvalitetne japanske
sirovine sa specijalnom tehnologijom poliranja.





Obična igla


JBP Nanoigla

VS

| Uporedne fotografije nakon ubrizgavanja |



Obična igla 30G



JBP Nanoigla 34G

VS

* Isti spoljni prečnik

Integrišući zanatstvo i tehnologiju, JBP je kreirao raznoliku seriju ultra tankih igala kako bi umanjio nelagodu pacijenta tokom uboda, kao i da minimizira krvarenje i oticanje da bi se značajno smanjilo vreme oporavka pacijenta. JBP pruža igle različite mere i dužine koje lekar može koristiti na drugom mestu ubrizgavanja.

Mera	Dužina (mm)					JBP Nanoigla		Obična igla	
	4	6	8	10	13	Spoljni prečnik	Unutrašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Unutrašnji prečnik
34G	●	●	●			0.20 mm	0.10 mm	-	-
33G	●		●	●		0.26 mm	0.16 mm	0.26mm	0.10mm
30G	●		●	●		030 mm	0.20 mm	030mm	0.15mm
27G				●	●	0.40 mm	0.30 mm	0.40mm	0.20mm
25G				●	●	0.50mm	0.40mm	0.50mm	0.25mm
23G				●		0.65mm	0.55mm	0.67mm	0.37mm

| Preporuka za proizvode za ubrizgavanje - HA Filleri |

Proizvođač	Filer	JBP Nanoigla 23G	JBP Nanoigla 25G	JBP Nanoigla 27G	JBP Nanoigla 30
Hijaluronska kiselina	Dongkook	Bellast		●	●
	Hugel	The CHAEUM MID			●
		The CHAEUM DEEP		●	
		The CHAEUM SUB—Q	●		
		The CHAEUM VOLUS	●		
		PRINCESS FILER		●	
	ACROSS	Revolax Fine			●
		Revolax Deep		●	
		SUB-Q	●		
		Dermalax Plus			●
		Dermalax Deep Plus		●	
		Dermalax Implant Plus	●		
	HUOI'IS	Elravie DEEP		●	
		Elravie LIGHT			●
	CAREGEN	REVOFIL	●		
	JBP Korea	JBP Nanolink Fille FINE			●
		JBP Nanolink Fille DEEP		●	
		JBP Nanolink Fille SUB—Q	●		

● Vrlo pogodan

JBP Nano kanila UTW (Ultra-tanki zid)

N a n o C a n n u l a

Ultra-tanki zid (24 kita u kutiji)

JBP Nano Kanila ultra tankog zida širokog je unutrašnjeg prečnika, ostvaruje manji otpor i glatko ubrizgavanje. Fleksibilnost JBP Nano Kanile pomaže u smanjenju oštećenja hipodermalnog tkiva i smanjenje pacijentovog bola. Dizajn ivice rupe kanile je delikatno mikropoliran posebnom tehnologijom.

* JBP nudi Nano Kanilu s probnom iglom kao jedan paket.



Obična kanila

JBP Nano Kanila

Široki
unutrašnji
prečnik

Mikro
polirani

Glatko
ubrizgavanje

Manje
bola

Manje
otpora





JBP Nano Kanila
(Ultra tankog zida)



Igla za probijanje

24 kita u kutiji
Svaki kit sadrži 1 iglu za probijanje

Mera	Dužina (mm)				Spoljašnji prečnik	Unutrašnji prečnik	Igla za probijanje
	25	40	50	70			
30 G	●				0.30 mm	0.20 mm	27 G
27 G		●	●		0.40 mm	0.30 mm	26 G
25 G		●	●	●	0.50 mm	0.40 mm	23 G
23 G			●	●	0.65 mm	0.55 mm	23 G
22 G			●	●	0.70 mm	0.60 mm	21 G
21 G			●	●	0.80 mm	0.70 mm	21 G

JBP DN64

DN64 (Lekarska igla 64)

DN64

DOCTOR NEEDLE 64


DN64 mikro-igle podstiču prirodno obnavljanje kolagena u koži fizičkom stimulacijom i pojačavaju apsorpciju efikasnih sastojaka kroz mikro-rupe na koži.




DOCTOR

NEEDLE
(34G)

64



| Sistem za distribuiranje lekova mikro iglom |



Praktični DN64 u kome se kombinuju igla i rastvori

| PREDNOSTI DN64 |

1. Pogodan i efikasan prodor

Istovremena upotreba igle i rastvora povećava apsorpciju u kožu.

2. Glatka rotacija

64 mikro igle minimiziraju iritaciju kože laganim rotiranjem.

3. Efektivna regeneracija kože

Uzastopno rolanje sa 64 mikro igle pospešuje regeneraciju kože.

4. Ekonomska izvodljivost troškova i vremena

Kao da primate estetsku negu, ali negu prihvatljive cene i to kod kuće.

5. Kompatibilnost sa raznim ampulama

Kompatibilan sa ampulama od 5 ~ 50 ml, mogu se koristiti razni rastvori.

JBP V Line serija



PDO (polidioksanon)

: PDO nit stvara fibrozu okolo, indukujući auto lifting, jer će takva biološka koža stvoriti prirodne kolagenske niti; Pruža efekat brzog zatezanja lica bez „hirurškog tretmana“.

: Nakon apsorpcije PDO-a u kožu, tokom otprilike 6 meseci, efekti održavanja nivoa kolagena i elastina ostaju u koži određeno vreme.

: Mono tip PDO-a, dvosmerni, 3D nazubljeni PDO navoj za veći efekat učvršćivanja kožnog tkiva radi stimulisanja stvaranja kolagena i podizanja lica kao i elastičnosti.

KARAKTERISTIKE

- Šavovi sintetičkih niti
 - Upijajući
 - Sterilni
- Monofilament

NITI ZA LIFTING

- Specijalno dizajnirani šavovi.
- Ugradnja u dermis.

EFIKASNOST

- Reakcija dermalnih fibroblasta
- Sinteza vlaknastog tkiva nakon 3 nedelje
- Sinteza kolagena od prvog meseca
 - Vreme apsorpcije: 6 meseci
 - Održavanje: 12 ~ 18 meseci

BENEFITI ZA KOŽU

- Definiše prirodnu konturu
- Fiziognomija: „nema promene, već poboljšanja“.
- Povećavaju elastičnost i kvalitet kože.
- Proizvodi podizanje i ponovnu kalibraciju područja gravitacione ptoze.


BEZBEDNOST

- Nema alergičnosti
- Nema netolerancije
- Nema imunogenog mehanizma

- Rezanje sa tri strane i mikro poliranje
- Oštija od uobičajenih igala i malog otpora
- Korišćenjem PDO šavova za finu resorpciju



100EA (25EA X 4 Packs)



Monotipska PDO nit

JBPV Line	MERA	DUŽINA IGLE/DUŽINA NITI	NIT
MonoTypeThread	25G	90mm / 150mm	5-0
	27G	60mm / 90mm	5-0
	29G	40mm / 50mm	6-0
	29G	50mm / 70mm	6-0
	31G	30mm / 30mm	7-0

JBP V Line Premium

- Koristeći skupo središte tipa "A" radi lakšeg rada
- Prva Korejska CE akvizicija
- Neposredni efekat podizanja dvosmernim nitima



24EA (12EA X 2 Packs)

GMP ISO13485 CE 2292

PDO navoj sa dvosmernim zubcima

JBP V Line Premium	MERA	DUŽINA IGLE/DUŽINA NITI	NIT
Oštra igla sa dvosmernim koncem	21G	60mm/110mm	3-0
	21G	90mm/150mm	3-0
	23G	60 mm /110 mm	4-0
	23G	90mm/150mm	4-0
	25G	60mm / 110mm	5-0

- Tupa igla
- Neposredni efekat podizanja 3D (usmerenim) nitima
- Minimalni bolovi sa UTW kanilom



24EA (12EA X 2 Packs)



| 3D PDO nit |



JBPV Line Genesis	NERA	DUŽINA IGLE/DUŽINA NITI	NIT
3D nit	20G	60mm / 108mm	0-0
	20G	90mm / 148mm	0-0
	21G	60mm/108mm	2-0
	21G	90mm/148mm	2-0
	23G	60mm / 108mm	3-0
	23G	90mm / 148mm	3-0

JBP V Line force

- Kupasti tip PDO niti
- Nova generacija PDO niti za snažniji efekat
- Jedinstveni vrh kanile i širok bočni otvor



16EA (8EA X 2 Packs)

GMP ISO13485 CE 2292

Kupasti tip PDO niti



JBP V Line Force	MERA	DUŽINA IGLE/DUŽINA NITI	NIT
Kupasti tip PDO niti	19 G	100mm / 185mm	2.0
	18 G		0-0

JBP NanoLink Fille HA

JBP NanoLink Fille HA



HA - Hijaluronska kiselina

Hijaluronska kiselina (HA)

To je složeni polisaharid sastavljen od aminokiseline i uronske kiseline i predstavlja polimerno jedinjenje u kome su N-acetilglukozamin i glukuronska kiselina naizmenično vezani u lančanom obliku. Funkcija hijaluronske kiseline u telu je da popunjava prostor, podržava strukture i štiti ćelije.

	Fine	Deep	SUB-Q	Fine sa Lidokainom	Deep sa Lidokainom	SUB-Q sa Lidokainom
Sastav	HA 20mg/ml	HA 20mg/ml	HA 20mg/ml	HA 24mg/ml Lidokain HCl 3mg/ml	HA 24mg/ml Lidokain HCl 3mg/ml	HA 24 mg/ml Lidokain HCl 3mg/ml
Preporučene indikacije	Površinske bore; Između očiju, bore smejalice, bore na vratu	Srednji / duboki nabori i bore. Nazolabijalni nabori, obrazi, brade, usne Povećanje.	Duboki nabori i bore. Nos Pобоljšanje.	Površinske bore; Između očiju, bore smejalice, bore na vratu	Srednji / duboki nabori i bore. Nazolabijalni nabori, obrazi, brade, usne Povećanje.	Duboki nabori i bore. Nos Pобоljšanje.
Dubina ubrizgavanja	Površinski dermis	Duboki dermis, potkožno tkivo	Duboki dermis, potkožno tkivo	Površinski dermis	Duboki dermis, potkožno tkivo	Duboki dermis, potkožno tkivo
Zapremina špriceva	1.0ml	1.0ml	1.0ml	1.1ml	1.1ml	1.1ml
Nanoigla (x2)	306	276	256	306	276	256
Trajanje	8—12 meseci	12-18 meseci	12—18 meseci	8—12 meseci	12—18 meseci	12-18 meseci
Čuvanje	2~25°C	2~25°C	2~25°C	2~25°C	2~25°C	2~25°C
Rok trajanja	24 meseca	24 meseca	24 meseca	24 meseca	24 meseca	24 meseca

GMP ISO13485 CE 1023



100% umreženi gel hijaluronske kiseline

JBP NanoLink Fille HA
FINE

JBP NanoLink Fille HA
DEEP

JBP NanoLink Fille HA
SUB-Q

Hijaluronska kiselina velike čistoće

- Neživotinjska
- Bakterijska fermentacija
- Visoka čistoća [Endotokin (0,0411U / mg)]
- Biorazgradiva

Visoko umreženo


- **Visoko umrežena HA: 100%**
- Jedinstvena tehnologija umrežavanja

Visoka viskoznost

- Dugotrajan
- Jaka podrška za strukturu kože

Monofaza visoke konzistencije

- Uobičajen i gust uzorak
- Stabilna i konzistentna struktura gela
- Prirodna zapremina
- Lako ubrizgavanje



| Pre i posle |



Pre



Posle

Nazolabijalne bore



Pre



Posle

18 meseci
posle
inекcije



Bez
inекcije

Posle

Povećanje usana



Pre



Posle



Inekcija

- Laennec
- Curacen
- J-Pla



Medicinski alati

- JBP Nanoigla
- JBP Nano Kanila
- JBP V-Line
- JBP Nanolink Fille HA
- JBP DN64



Suplementi

- Laennec P.O.
- Laennec P.O. Porcine/JBP Porcine 100
- JBP Placenta EQ Kapsule
- Grejs Hai
- Complement Minceur Multi Action
- JBP Placenta Jelly Pure



Suplementi za ljubimce

JBP Placenta EQ Tečnost
JBP Placenta EQ Prah



Kozmetika

- PLARECETA
- LNC Kozmetiks
- GHC Ultimate AA
- Mana Sapun MD
- Laene Spa
- Carecen Essence